



DYNA-ORT 3,5

Ortesis dinámica flexible personalizable

+ Indicaciones

- Excesiva Pronación o supinación.
- Flexión plantar o dorsiflexión excesiva.
- Mayor estabilidad media / lateral.
- Uso como férula de reposo.
- Asistencia en el manejo de la posición de la rodilla en flexión y/o extensión.

+ Efectos

- Resiste la flexión plantar, evitando que el pie se arrastre por el suelo durante la fase de balanceo.
- Controla la flexión plantar y dorsiflexión.
- Estabiliza el complejo pie + tobillo y mejora todas las fases del ciclo de marcha, facilitando el desarrollo de patrones de movimiento fundamentales para una marcha más natural.
- Realinea todo el pie y posee un soporte para el arco longitudinal interno.
- Optimiza la capacidad para movimientos voluntarios de equilibrio postural y de marcha.

+ Diseños disponibles

